



10	Cannula per radice aortica per cardioplegia anterograda	maneggevolezza: 25 flessibilità: 25
10	Cannula per radice aortica per cardioplegia anterograda per mini-invasiva	maneggevolezza: 25 flessibilità: 25
12	Cannule per cardioplegia retrograda con impugnatura	maneggevolezza: 25 rigidità: 25
13	Cannule per cardioplegia retrograda senza impugnatura	maneggevolezza: 25 rigidità: 25
14	Cannula vent	maneggevolezza: 20 flessibilità: 10 efficacia d'aspirazione: 20
15	Cannula vent per mini-invasiva	maneggevolezza: 20 flessibilità: 10 efficacia d'aspirazione: 20
16	Cannula per perfusione attraverso osti coronarici	atraumaticità: 20 maneggevolezza: 15 flessibilità: 15
17	Cannule arteriose femorali rette senza trattamento eparinico 20-24Fr	atraumaticità: 20 maneggevolezza: 15 flessibilità: 15
18	Cannule arteriose femorali rette senza trattamento eparinico 15-19Fr	atraumaticità: 20 maneggevolezza: 15 flessibilità: 15

19	Cannule rette venose femorali senza trattamento eparinico	maneggevolezza: <b>30</b> versatilità d'impianto: <b>20</b>
20	Kit percutaneo arterioso	qualità dei singoli componenti: <b>30</b> maneggevolezza: <b>20</b>
21	Kit di assistenza circolatoria (By Pass veno-venoso)	facilita' d'uso: <b>30</b> qualità dei singoli componenti: <b>20</b>
22	Crema per ultrasuoni	minore quantità in ml per singolo tubo: <b>25</b> durata della crema oltre i 14 giorni: <b>25</b>
23	Set percutaneo femorale	maneggevolezza: <b>30</b> versatilità d'impianto: <b>20</b>
24	Adattatore per perfusione	perfetta tenuta: <b>30</b> maneggevolezza: <b>20</b>
25	Cannula perfusione cerebrale anterograda selettiva	facilita' d'uso: <b>30</b> versatilità d'impianto: <b>20</b>
26	Cannula arteriosa femorale	maneggevolezza: <b>30</b> versatilità d'impianto: <b>20</b>
27	Adattatori per cardioplegia	perfetta tenuta: <b>30</b> maneggevolezza: <b>20</b>
28	Set di dilatatori per cannulazione percutanea	atraumaticità: <b>30</b> maneggevolezza: <b>20</b>